



愛犬対策
大丈夫？

Live Natural
for Dog 

WOODTEC
朝日ウッドテック株式会社

飼育犬種人気ランキング


※①性格・特性など ②生活上の注意点 ③注意すべき関節系疾患

RANK	犬種	特徴
1	 トイ・プードル	①人の思いを受け取るのが上手で頭がよく、飼い主をいつも観察している。 ②毛は抜けにくいがブラッシング必要。 ③膝蓋骨脱臼、骨折。
2	 チワワ	①活発で気が強い。なつきにくい飼い主には忠実。 ②長毛と短毛の2種類、さらにダブルコートとシングルコートがある。目が飛び出ているので目のけがに注意。脚の骨が細く、骨折に要注意。 ③膝蓋骨脱臼、骨折。
3	 柴犬	①独立心が強い。飼い主には忠実で強い服従心を持つ。用心深い。 ②抜け毛が多く毎日のブラッシングが必要。十分な運動量が必要。 ③なし(皮膚が弱い犬が多く、アレルギーが出やすい)。
4	 ミニチュア・ダックスフンド	①好奇心旺盛で活発。鋭い嗅覚と大きな吠え声。 ②抜け毛は多い。見知らぬ人に吠えることもある。十分な運動量が必要。 ③椎間板ヘルニア(4頭に1頭が罹患するといわれている)。膝蓋骨脱臼。
5	 ポメラニアン	①好奇心が強く遊び好き。見知らぬ人には神経質になりやすい。 ②換毛期には多量の抜け毛。脚の骨が細く、骨折に要注意。 ③膝蓋骨脱臼、骨折。
6	 シー・ズー	①陽気で人懐っこい。理解力が高く、活動的。 ②ダブルコートだが抜け毛は多くない。目が大きいのでけがに注意。たれ耳なので汚れや病気に注意。 ③なし(高温多湿が苦手。熱中症には注意)。
7	 パピヨン	①独立心が旺盛で、芯が強く大胆。明るく前向きだが飼い主を独占したがる傾向あり。 ②抜け毛は多くないが、毛が細く絡まりやすいので毎日のブラッシングは必要。 ③膝蓋骨脱臼。
8	 ヨークシャー・テリア	①頑固な面もあるが、用心深くて利口。探求心が強く勇敢。 ②絹のような被毛で、毎日のブラッシングが必要。脚の骨が細く、骨折に要注意。 ③膝蓋骨脱臼、骨折。

その他、グループとしての順位は5位相当のミックス犬・ハーフ犬の中で、人気の高いチワックス(チワワ×ミニチュアダックスフンド)・マルプー(マルチーズ×トイプードル)・チワプー(チワワ×トイプードル)は関節系の疾患に要注意の犬種

※ペットフード協会調べ

犬の室内飼い率




POINT



小型犬の室内飼いが多い!


ペットに関するお困りごと




※イオンペット株式会社調べ

床に関するお困りごと

● 床の種類





● 飼い主のお悩みTOP5



※日本大学動物資源科学科調べ

小型犬に多い疾患「膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)」

しつがいこつだっきゅう
滑り等により膝蓋骨脱臼を起こした状態



膝蓋骨脱臼は、先天的または遺伝的な要因から発症する以外にも、高所からの飛び降りや強い外力、ねじれや床の滑りなど様々なケースから発症を誘発する可能性があります。また、発症すると徐々に進行して、歩行に異常をきたすことがあるため注意が必要です。

RANK	家庭内で起きる代表的な事故
1	誤食
2	熱中症
3	落下や転倒
4	感電
5	熱傷

事故発生件数順
 ※動物救急センターER文京センター長/石田哲太郎氏

そのほかにも、椎間板ヘルニア等、滑りなどによって起こりうる室内のケガはたくさんあります。

【ケガの例】

- 腰 : 腰痛、椎間板ヘルニア
- 膝 : 膝蓋骨脱臼
- 鼻 : 鼻血
- 脚 : 打撲、筋の負傷など

大型犬でも関節炎には注意が必要です。



手術ランキング

RANK	傷病名	平均診療費
1	腫瘍	97,227円
2	歯周病	58,889円
3	異物誤飲	127,550円
4	膝蓋骨脱臼	195,878円
5	骨折	196,965円
6	子宮蓄膿症	120,070円
7	椎間板ヘルニア	329,451円
8	尿石症	125,661円
9	前十時靭帯断裂	291,157円
10	大腿骨頭壊死症	139,861円

※犬猫、年齢不問

※アイペット損害保険株式会社調べ


POINT

多くは**先天的・遺伝的**な原因ですが、**滑って**無理な力がかかったり、転倒や骨折により発症を**誘発**させることがあるため、リスクを全て無くすことはできませんが、**滑りにくい床にすることは必須条件**です。



滑りにくさを実現した愛犬のための天然木フローリング

【従来のペットフローリング】 滑りにくくするために表面を凹凸仕上げ



《デメリット》

□表面がざらざらして、感触が良くない。


また、木目柄を印刷(プリント)したシートフローリングなので、“ザラザラとしたビニールの床”といった質感のものでした。

対して

Live Natural for Dog

天然木ならではのぬくもりに
犬にやさしい滑りにくさをプラスした
天然木突き板フローリング

- **柔らかく強靱な特殊塗装**を新開発しました。
- 表面を柔らかくすることで**肉球がグリップ**しやすくなります。
- 天然木本来の美しさや自然なぬくもり、高級感にこだわりました。
- 滑りにくいだけでなく、心地いい肌触りを実現しました。



滑りにくさ比較実験《当社が考案した方法で実施》

※特定の環境下での実験結果です。滑りにくさは湿度などによって変化します。

滑らせる試験体



重さ5kgの試験体

小型犬の体重を想定




麻織物
+
発泡ゴムシート

設置面

犬の足の肉球と毛を想定

比較実験結果



↑ 実験動画を
ご覧いただけます

動かず


約1秒で
下に到達

Live Natural
for Dog

当社一般フローリング

犬にとっての適度な滑りにくさとは

犬のすべりを表す物理量を「C.S.R・D¹」で算出します。「C.S.R・D¹」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog¹」の略で係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dogは、「C.S.R・D¹」が当社が定めた目標値をクリアするよう適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。



※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。



愛犬のための床選びは重要です。

獣医師が語るコラム「病気や事故を起こしにくい床について」

ぜひご一読ください。



より安全・安心をもたらす抗ウイルス・抗菌加工

散歩からの帰宅時など、犬の足を洗ってもやはりウイルスや菌が気になります。
Live Natural for Dogは、抗ウイルス・抗菌性能を持ったハイジエニック仕様です。



■ハイジエニック仕様とは

HYGIENIC

- 天然木であること
- 以下の5つの衛生性能を兼ね備えていること

1 抗ウイルス性能

製品上の特定ウイルスの数が、24時間後に抗ウイルス処理なしと比較して99%以上減少します。



2 抗菌性能

製品上の細菌の数が、24時間後に抗菌処理なしと比較して99%以上減少します。



3 耐薬品性能

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールをご使用いただけます。

4 耐汚染性能

雑菌繁殖のもととなる汚れをきれいに拭き取れます。

5 室内空気環境性能


国内最高レベルの室内空気環境性能です。

SIAA (抗菌製品技術協議会)

消費者に「安全と安心のシンボル」として、ガイドラインを満たした製品に対して「認証マーク」の表示ができる制度。(1998年より)

1. 抗ウイルス性能


● 抗ウイルス試験データ



試験期間：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
 試験方法：ISO21702 法
 ※ウイルス A-1：エンベロープあり ATCC VR-1679
 ウィルス B：エンベロープなし ATCC VR-782

2. 抗菌性能

● 抗菌試験データ



試験期間：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
 試験方法：ISO2JIS Z 2801

抗ウイルス性能

99.99% 減少

ウィルスA (エンベロープあり)
24 時間後の結果状況

※試験データの数値は試験値であり、保証値ではありません。

抗ウイルス
処理なし

抗ウイルス
処理あり

*1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルス A-1、ウイルス A-2、ウイルス B と記載しています。
 *2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われていた。

〈ご注意〉

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAA の安全性基準に適合しています。●本製品は感染予防を保証するものではありません。
- 掲載しているデータおよび写真は試験機関での結果であり、保証値ではありません。また、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。●表面のツヤが変化するほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあります。
- 表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。

HYGIENIC

日本初！

抗ウイルスフローリングで、

新型コロナウイルス (国立感染症研究所分離株)

に対する効果を確認しました。

一般的な生活をされている限りは、フローリングの製品寿命とされる
約 25~30 年以上は効果が持続すると考えています。



3.耐薬品性能

ウイルスを破壊し無毒化することから、消毒に有効とされる「次亜塩素酸ナトリウム」や、「アルコール」をご使用いただけます。

耐消毒液試験

除菌等に使用する消毒液(6.0%次亜塩素酸ナトリウム水溶液・95%アルコール(※))や、薬品(1.0%炭酸ナトリウム水溶液・5.0%酢酸水溶液・ラッカシンナー)をフローリングに滴下し、6時間放置後拭き取り。さらに24時間乾燥させた表面を評価。

※消毒に有効とされる濃度は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液で0.05%、アルコールで70~95%。(参照:厚生労働省WEBサイト)

耐次亜塩素酸ナトリウム試験の結果



4.耐汚染性能

食べ物を落としたり、飲み物をこぼしたり、なにかと汚れやすい家の床。雑菌繁殖のもととなる汚れを長時間放置した後でも変色などの不具合を生じることなく簡単に拭き取れます。

ファミリーブルーフ試験

家庭で使用する10種類の調味料(醤油・ソース・コーヒー・マヨネーズ・ケチャップ・酢・緑茶・ウイスキー・油・墨汁)をフローリングに滴下し、6時間放置後拭き取り。さらに24時間乾燥させた表面を評価。

ファミリーブルーフ試験(上)・汚染A試験(下)の結果



汚染A試験

黒マジック・赤クレヨン・青インクでフローリングに線を引き、4時間放置後溶剤で拭き取った表面を評価。

注) 排泄物や吐しゃ物は長時間床上に放置すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。

5.室内空気環境性能

住宅のシックハウス症候群の原因のひとつとされるホルムアルデヒドやVOCなどの揮発性有機化合物。ハイジエニック仕様は国内最高レベルの室内環境性能をもっています。

4VOC放散速度(建産協 自主表示制度)

厚生労働省が定める指針の1/3以下の基準値をクリア

VOCの種類	厚生労働省室内濃度指標値(μg/m ³)	建産協放散速度基準値(μg/m ² ・h)	ライブナチュラルプレミアム測定結果(3日後)
トルエン	260	38	1.2μg/m ² ・h以下(※)
キシレン	200	29	1.2μg/m ² ・h以下(※)
エチルベンゼン	3800	550	1.2μg/m ² ・h以下(※)
スチレン	220	32	1.2μg/m ² ・h以下(※)

(※)測定結果は測定可能な定量下限値「1.2μg/m²・h」以下であることを示しています。

ホルムアルデヒド放散量

ホルムアルデヒド放散量が最も低い、最高等級「F☆☆☆☆」性能を実現

VOCの種類	F☆☆☆☆製品のホルムアルデヒド放散量(JAS規格)	
	平均値	最大値
ホルムアルデヒド	0.3mg/L	0.4mg/L

他にもメリットがたくさん



床暖房対応

朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびしい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となつて、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

注) 愛犬の健康のため、設定温度は低めの35°Cに設定。
飲み水・フードは放熱部より遠ざけてください。



耐凹み傷性能

食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつきにくなっています。

※Live Natural MSXネダレス145for DOGは除く。



フローリングはこれで安心! ・・・でも壁は??

一般的なクロス of 壁は傷に強くありませんが、なかには壁を引っ掻いてしまう愛犬も。そんなお家には傷に強い壁が必要です。



PUBLIC SERIES

MESSAGE Kid's 腰壁

PUBLIC SERIES

MESSAGE Kid's 腰壁

保育施設向けに開発されたものなので
汚れが拭き取りやすく傷に強い。



■ 擦り傷に強い<耐傷性能>

【耐スチールウール試験】1500g荷重(300g/cm²)・50往復



メッセージキッズ 腰壁



一般オレフィンシート

■ 汚れが拭き取りやすい<耐汚染性能>

【耐汚染試験】24時間放置後・エタノール拭き



黒マジック

赤クレヨン

青インク

メッセージキッズ腰壁

一般オレフィンシート



SIAA抗菌基準をクリア

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

小パーツの組み合わせなので、傷がひどくなったところは**部分的な再リフォーム**も可能です。

腰見切り



出隅コーナー



□オリジナル出隅部材

腰見切りや巾木の難しい留め加工は不要。オリジナル出隅部材にあてて施工するための簡単施工。上端部は出隅キャップで納めてスッキリ仕上がります。



15R下地用
キャップ付き




Rなし下地用
キャップ付き

巾木



腰パネル



ジョイント部

ジョイナー使用(3mm/パネル用)



(商品により納まりが異なります)

ジョイント部

突き付け(6mm/パネル)



(商品により納まりが異なります)

人も愛犬も
快適に、しあわせに
暮らすために。

for Dog
ご紹介動画



マンション用
ご紹介動画



Live Natural *for* Dog

PUBLIC SERIES MESSAGE Kid's 腰壁